

ANEXO CONVENIO VIGENTE DERIVACION A CENTROS EXTERNOS (1 de 1)

PRESTADOR: BARNAFI 1 DE 3 (LICITACION 4464-5-LQ19 CONTRATO RE 4469 29/08/2019)

PRESTACION	Días Respuesta	RECIPIENTE	VOL MINIMO Derivacion	TRASLADO	Conservacion	OBSERVACIONES
17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
25-HIDROXIVITAMINA D	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	2 días	
ACIDO 5-HIDROXINDOL ACETICO EN ORINA	10	Orina 24 Horas. Alicuota en Botella Acido Bórico	50 mL	T. Ambiente	1 semana	Paciente debe tener 3 días de ayuno de alimentos ricos en serotonina (Pescado, carne, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, café)
ADENOSINDEAMINASA EN LIQUIDOS	7	Tube polipropileno	1 mL	Refrigerado	5 días	
ADENOSINDEAMINASA U/L	7	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	Refrigerado	5 días	
ALFA 1 ANTITRIPSINA, mg/dL	2	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANDROSTENEDIONA, ng/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTI-B2-GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgG	4	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTI-B2-GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgM	4	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI CENTROMERO	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILO	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ANTICUERPOS ANTI DNA	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIAL IGA	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI LKM-1, U/mL	10	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL	6	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ANTICUERPOS ANTI MICROSOMALES, UI/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ANTIGENO NUCLEAR EXTRACTABLE (ENA: COMPLEJO DE ANTIGENOS)	2	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	Para muestras cuyo resultado sea Positivo, se realizan dirigidamente estudio de Anticuerpos Anti-Jo, ANTI La (SS-B), ANTI Ro (SS-A), Anti RNP/Sm, Anti Scl-70 y Anti Sm. Aumenta en 2 días tiempo de respuesta.
ANTICUERPOS ANTI JO-1, UE/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	Solicitud individual sólo en caso de seguimiento con antecedente previo positivo
ANTICUERPOS ANTI La (SS-B), UE/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI RNP, UE/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI Ro (SS-A), UE/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI Scl-70, UE/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI Sm, UE/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA, UI/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA, UI/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR DE TSH (TRAB),	5	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTIGENO CARCINOMBRIONARIO (CEA), ng/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTIGLIADINAS, ANTICUERPOS IgA, U/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ANTIGLIADINAS, ANTICUERPOS IgG, U/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
BANDAS OLIGLOCONALES EN SUERO Y LCR	12	Tapa amarilla (Suero) y Tubo estéril (LCR)	1 mL / 1 mL	Refrigerado	7 días	Se debe enviar muestra de Suero y LCR
BETA 2 MICROGLOBULINA, mg/L	2	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	5	
CA 125, U/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
CA 15-3, U/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
CA 19-9, U/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
CALCULO RENALES O BILIARES	12	Frasco Tapa rosca	NA	T. Ambiente	sin límite	
CALPROTECTINA FECAL	3	Frasco Tapa rosca (Deposición)	NA	Refrigerado	48 Horas	Sólo GASTROENTEROLOGIA
CARDIOLIPINAS, ANTICUERPOS IgG, U/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5	
CARDIOLIPINAS, ANTICUERPOS IgM, U/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5	
CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI), ANTICUERPOS	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5	Examen disponible para pacientes NO EMBARAZADAS. Tamizaje de paciente Embarazada se realiza en Red asistencial
CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IgM, Index v	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	6	
CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IgG, UE/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	6	
COLINESTERASA, U/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	48 Horas	
CORTISOL LIBRE EN ORINA, ug/24 horas	2	Orina 24 Horas (Botella Derivado)	20 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
CORTISOL, (A.M., P.M.) ng/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO, ug/dL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	1 SEMANA	
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS	3	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA	3	Orina 24 Horas (Botella Derivado)	10 ml	T. Ambiente	7 días	
EPSTEIN BARR VIRUS, ANTICUERPOS VCA IgG,	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	6 días	
EPSTEIN BARR VIRUS, ANTICUERPOS VCA IgM,	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
ESTRADIOL, 17 BETA, pg/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
FACTOR II PROTROMBINA 20210 G>A, MUTACION	10 (Lunes)	Lila (EDTA)	2 mL	T. Ambiente	7 días	10 (Lunes)
FACTOR V LEIDEN, MUTACION	10 (Lunes)	Lila (EDTA)	2 mL	T. Ambiente	7 días	10 (Lunes)
GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA, min	7	Lila (EDTA)	2 mL	T. Ambiente	7 días	

ANEXO CONVENIO VIGENTE DERIVACION A CENTROS EXTERNOS

PRESTADOR: BARNAFI 2 DE 3 (LICITACION 4464-5-LQ19 CONTRATO RE 4469 29/08/2019)

PRESTACION	Días Respuesta	RECIPIENTE	VOL MINIMO Derivacion	TRASLADO	Conservacion	OBSERVACIONES
HEMOGLOBINA, ELECTROFORESIS	20	Lila (EDTA)	2 mL	T. Ambiente	5 días	Tomar Sólo Lunes o Martes
HEPATITIS A, ANTICUERPOS IgM (anti-HAV)	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
HEPATITIS A, ANTICUERPOS TOTALES	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
HEPATITIS B, ANTICUERPOS CORE (ANTI Hbc)	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
HEPATITIS B, ANTIGENO E	7	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	8 días	Sólo GASTROENTEROLOGIA
HERPES SIMPLEX 1, ANTICUERPOS IgG, Index	2	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	6 días	
HERPES SIMPLEX 1, ANTICUERPOS IgM, UE	2	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	6 días	
HERPES SIMPLEX 2, ANTICUERPOS IgG, Index	2	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	6 días	
HERPES SIMPLEX 2, ANTICUERPOS IgM, UE	2	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	6 días	
HOMOCISTEINA, umol/L	2	Tapa amarilla (Suero)	0,5 ml	Refrigerado	48 Horas	
HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH)	15	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	6 días	
HORMONA DE CRECIMIENTO, ng/mL	7	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
IGE ESPECIFICA	4	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	7 días	
IGF BINDING PROTEIN-3, ng/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
INDICE ANDROGENICO LIBRE, %	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	Cálculo en base a SBHG y Testosterona Total
INMUNOFIJACION INMUNOGLOBULINAS	7	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
INMUNOFIJACION INMUNOGLOBULINAS EN ORINA	7	Orina 24 Horas (Botella Derivado)	10 ml	T. Ambiente	5 días	
INSULIN LIKE GROWTH FACTOR-1 (IGF-1)	5	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
MIELOPEROXIDASA (MPO) ANTICUERPOS, Index	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IgG	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IgM	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
PEPTIDO C, ng/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	Refrigerado	3 días	
PEPTIDO CITRULINADO, ANTICUERPOS IgG, RU	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
PERFIL DE AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS	10	Papel Filtro (Sangre Total)	Area de llene	T. Ambiente	48 Horas	
PROTEINAS BENICE-JONES	2	Orina 24 Horas (Botella Derivado)	10 ml	T. Ambiente	5 días	
PROTEINASA 3 (PR-3) ANTICUERPOS, Index v	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
PROGESTERONA, ng/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
RUBEOLA ANTICUERPOS IgG, UI/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
RUBEOLA ANTICUERPOS IgM, Index value	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
SEX HORMONE BINDING GLOBULIN, nmol/L	2	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	7 días	
TESTOSTERONA LIBRE, pg/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
TESTOSTERONA TOTAL, ng/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	7 días	
TIPIFICACION HLA-B27 POR PCR-MICROARRAY	7	Lila (EDTA), Sangre Total	2 mL	T. Ambiente	7 días	
TIROGLOBULINA, ng/mL	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	7 días	
TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IgG, U	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IgM, U	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
TRANSGLUTAMINASA TISULAR, ANTICUERPOS IgA	2	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
TRANSGLUTAMINASA TISULAR, ANTICUERPOS IgG	7	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 días	
VARICELLA ZOSTER, ANTICUERPOS IgG, U	10	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	6 días	
VARICELLA ZOSTER, ANTICUERPOS IgM, U	10	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	6 días	
VIRUS LINFOTROPICO HUMANO TIPO 1 Y 2	5	Tapa amarilla (Suero)	0,5 mL	T. Ambiente	7 días	
EXAMENES MOLECULARES						
PANEL ENFERMEADES TRANSMISION SEXUAL	2	Tubo ENAT	2 mL	Refrigerado	48 Horas	Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma spp
PANEL VIRAL MENINGITIS	2	Esteril	1 mL	Refrigerado	48 Horas	Incluye Herpes 1, Herpes 2, Varicella-Zoster, Enterovirus, Virus parotiditis.
ADENOVIRUS POR PCR-RT CUALITATIVO	2	LCR: Tubo estéril.	2 mL	Refrigerado	48 Horas	
CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR PCR-RT	2	Tubo ENAT	2 mL	Refrigerado	48 Horas	
CITOMEGALOVIRUS POR PCR (Orina, LCR)	2	Esteril	5 mL	Refrigerado	48 Horas	LCR se acepta 2 mL. Para Estudio de Infección congénita tomar muestra de orina dentro de los 7 primeros días de Recién Nacido.
CITOMEGALOVIRUS, CARGA VIRAL POR PCR-RT,	2	Tapa Lila (Plasma)	1 mL	Refrigerado	48 Horas	
CLOSTRIDIUM DIFFICILE POR PCT-RT CUALITA	2	Frasco tapa rosca Estéril	5 gr	Refrigerado	24 Horas	Sólo para muestras procesadas previamente con resultado indeterminado. Debe adjuntar Formulario de Notificación Obligatoria
HEPATITIS C, VIRUS DETECCION POR PCR-RT	2	Tapa Lila (Plasma)	4 mL	Refrigerado	48 Horas	Sólo GASTROENTEROLOGIA
TOXOPLASMA GONDII POR PCR-RT CUALITATIVO	2	Esteril	1 mL	Refrigerado	48 hrs	LCR
VIRUS HERPES 1 POR PCR-RT CUALITATIVO	2	TUBO ENAT	2 mL	Refrigerado	48 Horas	Secreción - Torulado
VIRUS HERPES 2 POR PCR-RT CUALITATIVO	2	TUBO ENAT	2 mL	Refrigerado	48 Horas	Secreción - Torulado

ANEXO CONVENIO VIGENTE DERIVACION A CENTROS EXTERNOS (3 de 3)

PRESTADOR: BARNAFI 3 DE 3 (LICITACION 4464-5-LQ19 CONTRATO RE 4469 29/08/2019)

EXAMENES BARNAFI CON CONDICIONES ESPECIALES

PRESTACION	Días Respuest	RECIPIENTE	VOL MINIMO Derivacion	TRASLADO	Conservacion	OBSERVACIONES
TRASLADO PROTEGIDO DE LA LUZ						
FOLATO ERITROCITARIO, ng/mL	2	Lila (EDTA)	2 mL	T. Ambte Protegido Luz	1 semana	Se dispone de caja plástica negra pequeña para transporte de tubos. Solicitar en Unidad de Laboratorio
VITAMINA B12, pg/mL	2	Amarillo	2 mL	T. Ambte Protegido Luz	1 semana	
TOMA CON RESTRICCION DE DIAS POR ESTABILIDAD DE MUESTRA:						
BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgG	7	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 dias	Tomar Lunes, Martes o Miércoles
BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgM	7	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 dias	Tomar Lunes, Martes o Miércoles
TRIPTASA, ug/L	10	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	Refrigerado	5 dias	Tomar Lunes, Martes o Miércoles
CLOBAZAN, ng/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1,5 mL	Refrigerado	48 Horas	Tomar Lunes, Martes o Miércoles
CLONAZEPAN, ng/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1,5 mL	Refrigerado	48 Horas	Tomar Lunes, Martes o Miércoles
LAMOTRIGINA, ug/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	2 dias	No Tomar Viernes ni previo a Festivo
LEVETIRACETAM, ug/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	2 dias	No Tomar Viernes ni previo a Festivo
OX-CARBAZEPINA, ug/mL	5	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	2 dias	No Tomar Viernes ni previo a Festivo
HORMONA ADENOCORTICOTROFICA, pg/mL	2	Lila (EDTA) Plasma	1 mL	Refrigerado	3 dias	No Tomar Viernes ni previo a Festivo
METANEFRINAS URINARIAS, ug/24 horas	7	24 Hr (Botella Acido Borico)	50 mL	T. Ambiente	1 dia	No Tomar Viernes ni previo a Festivo
MARCADORES INMUNOLOGICOS EN DIABETES	7	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado	2 dias	Tomar solo Lunes y Martes
25-OH-VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), ng/m	10	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	T. Ambiente	2 dias	Tomar solo Lunes y Martes
ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA	17	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	T. Ambiente	5 dias	Tomar Sólo Lunes y Martes

TRASLADO INMEDIATO REFRIGERADO. INSTRUCCIÓN MEDICA

ANTITROMBINA III FUNCIONAL	15	2 Tubos Tapa Celeste	Marca	U. Refrigerante (Congelado)	Traslado Inmediato con U. Refrigerante	Toma Sólo Lunes o Miércoles. Médico debe instruir a paciente si requiere o no restricción de sal. Evitar la ingesta de alcohol 24 horas antes de toma de muestra. La muestra se debe tomar antes de las 10:00 AM. Paciente deberá permanecer sentado por 15 minutos antes de la punción venosa.
PROTEINA C, COAGULACION	10	2 Celestes (Citrato) Plasma	Marca	U. Refrigerante (Congelado)		
PROTEINA C, RESISTENCIA	15	2 Celestes (Citrato) Plasma	Marca	U. Refrigerante (Congelado)		
PROTEINA S LIBRE	10	2 Celestes (Citrato) Plasma	Marca	U. Refrigerante (Congelado)		
ALDOSTERONA, ng/dL	7	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	U. Refrigerante (Congelado)		
RENINA PLASMATICA, pg/mL	10	Lila (EDTA) Plasma	Marca	Unidad Refrigerante (Congelado)		
ACTIVIDAD DE RENINA PLASMATICA, pg/mL	10	Lila (EDTA) Plasma			Toma de Muestra Sólo Lunes y Martes. Muestra debe tomarse antes de 10:00 AM. Médico debe instruir a paciente si requiere o no restricción de sal. Evitar la ingesta de alcohol 24 horas antes de toma de muestra. Para evaluación postural: Muestra basal debe tomarse con paciente acostado sin almohada en reposo por 30 minutos. Muestra Posterior se debe tomar muestra después de 2 hrs de estar de pie o de haber caminado	

PRESTADOR: TALCA. RESULTADOS DISPONIBLES POR SISMAULE "OTROS HOSPITALES"

PRESTACION	Días Respuest	RECIPIENTE	VOL MINIMO Derivacion	TRASLADO	Conservacion	OBSERVACIONES
ANTICOAGULANTE LUPICO	5	2 Tubos Tapa Celeste	Marca	U. Refrigerante (Congelado)	Congelado 14 d	Plasma Separacion Inmediata. Doble Centrifugación. Envío Martes y Jueves
ASO - ASLO	1	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado	7 dias	
CHAGAS	1	Tapa amarilla (Suero)	1,5 mL	Refrigerado	1 dia	En embarazada incluir orden
DIGOXINA, ng/mL	1	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	Refrigerado	7 dias	Muestra urgencia se recepciona en todo horario, centrifugar y mantener refrigerada.
FACTORES VII, VIII, IX	5	2 Tubos Tapa Celeste	Marca	U. Refrigerante (Congelado)	Congelado 5 d	Plasma Separacion Inmediata. Doble Centrifugación
Fenitoina	1	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado	4 dias	Muestra urgencia se recepciona en todo horario, centrifugar y mantener refrigerada.
Fenobarbital	1	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado	7 dias	
Ferritina	1	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado	7 dias	
Fibrinógeno	1	Tapa Celeste	Marca	Ambiente	Envío Inmediato	Envío inmediato a Temperatura ambiente. Plasma se separa en forma inmediata y congela
IgA, IgG, IgM	1	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado	7 dias	
MHTP (Ex FTA-ABS)	1	Tapa amarilla (Suero)	1 mL	Refrigerado	Envío Inmediato	Orden debe incluir Resultado VDRL
Parathormona	1	Tapa Lila (Plasma)	Marca	Refrigerado	24 Horas	
PREALBUMINA	1	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado	3 dias	
PCR MICROBACTERIAS	1	Frasco Tapa rosca	2 mL	Refrigerado Protegido de Luz		Disponible por programa TBC formulario GenXpert: Sintomático respiratorio con BK negativa y Rx sugerente, VIH positivo sintomático respiratorio, Antecedente o sospecha MDR.
PCR MICROBACTERIAS	1	Tubo estéril	1 mL	Refrigerado Protegido de Luz	Inmediato	Disponible por programa formulario GenXpert SOLO LCR
Transferrina	1	Tapa amarilla (Suero)	2 mL	Refrigerado		
VDRL en LCR	1	Tubo estéril	1 mL	Refrigerado	Envío Inmediato	

PRESTADOR: CONCEPCION.

BORDETELLA PERTUSSIS / PRAPERTUSSIS POR PCR	72 Hrs. Hábiles	Tubo con PBS	NA	Inmediato Con Unidad Refrigerante	24 Horas	Debe venir con Orden y Formulario de Notificación
---	-----------------	--------------	----	-----------------------------------	----------	---

PRESTADOR: ISP

HIDATIDOSIS HUMANA DG SEROLÓGICO	9	Tapa amarilla (Suero)	1 MI	Refrigerado	14 dias	SE DEBE ADJUNTAR FORMULARIO GENERAL DE ENVÍO DE MUESTRAS CLÍNICAS PARA ESTUDIOS PARASITOLÓGICOS
CISTICERCOSIS HUMANA DG SEROLÓGICO	9	Tapa amarilla (Suero) / LCR	1mL / 0,5 mL	Refrigerado	14 dias	
VIGILANCIA SEROLOGICA	Consultar en Unidad Laboratorio					